

2000948600

## FIJADOR DE ZENKER

--- | --- | --- | ---



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** En el proceso de refijación-decalcificación de médula ósea. Recomendado para riñón, hígado, fibras de tejido conectivo y para

### DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Apariencia:** Líquido rojizo transparente

### PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P102, P262, P273, P280

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H317, H319, H340

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar defectos genéticos .

### DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000948607 | 500 mL       | Vidrio          | En stock       |
| 2000948608 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                                          | Especificación           |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Aspecto                                           | Líquido color anaranjado |
| Densidad (20°C)                                   | 1,060-1,080              |
| Determinación cualitativa de cationes componentes | Cumple                   |