

2000949300

FIJADOR DE BOUIN

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Fijador de muestras de tejido humano para su posterior diagnóstico. Recomendado para tejidos blandos y embriones, preservación.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fijador-de-bouin-9493-2m06/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P262, P280, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H314, H315, H317, H319

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949307	500 mL	Vidrio	En stock
2000949308	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color amarillo
Densidad (20°C)	1,025-1,035