


2000949700

TRICROMICO DE VAN GIESON

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Esta técnica fue desarrollada por el neuropsiquiatra y patólogo Ira Van Gieson. Se lo considera el

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Líquido rojo oscuro.

Olor: Inoloro.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949706	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo
Densidad (20°C)	1,000-1,020
? máx.	540-550 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,05-1,25