


2000950300

TRICROMICO DE MASSON (ESCARLATA FUCSINA ACIDA)

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Método de Tinción selectiva para las fibras colágenas en dos etapas.
Bibliografía: Laboratorio de Anatomía Patológica, Raimundo García del Moral, 1a Ed. Pág 177.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000950306	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo
Densidad (20°C)	1,000-1,020
pH a 25°C	2,0-4,0
? máx.	500-510 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10