


2000950700

TRICROMICO DE GOMORI

--- | --- | --- | ---



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Método de Tinción Tricrómica de 1 SOLO PASO. Se lo considera el método de tinción más selectivo para evidenciar exclusividad.
Bibliografía: Laboratorio de Anatomía Patológica, Raimundo García del Moral, 1a Ed. Pág 182

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000950706	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color violeta oscuro
Densidad (20°C)	1,000-1,020
pH a 25°C	2,0-3,0
? máx.	530-540 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,20